

【1時間当たりの酸素使用量 (L/hour)】



		総流量 (L/min)					
		10	20	30	40	50	60
吸入酸素 濃度 (%)	100	600	1,200	1,800	2,400	3,000	3,600
	90	524	1,048	1,572	2,096	2,620	3,144
	80	448	896	1,344	1,792	2,241	2,689
	70	372	744	1,116	1,489	1,861	2,233
	60	296	592	889	1,185	1,481	1,777
	50	220	441	661	881	1,101	1,322
	40	144	289	433	577	722	866
	30	68	137	205	273	342	410
	21	0	0	0	0	0	0

【計算式】 1時間当たりの酸素使用量 (L/hour) = (吸入酸素濃度 (%) - 21 (%)) / 79 (%) × 1分間あたりの総流量 (L/min) × 60分 * 酸素使用量は計算値です。ブレンダーのブリードガス量は含みません。